



**BiOTECK**<sup>®</sup>

**Zymo-Teck**<sup>®</sup>  
PROCESS

**ExurTeck**<sup>®</sup>

**CSQ**  
**MED**  
ISO 13485

**Bioteck S.p.A.**  
*Sede Amministrativa e Commerciale*  
Via E. Fermi, 49 - 36057 Arcugnano (VI) - Italia  
Tel. +39 0444 289366 – Fax +39 0444 285272  
info@bioteck.com – www.bioteck.com

*Centro Polifunzionale di Produzione, Ricerca e Sviluppo*  
Via G. Agnelli, 3 - 10020 Riva presso Chieri (TO) – Italia

bioteck.com



**Distributore esclusivo per l'Italia:**

**Bioactiva Srl**  
sede operativa: Via E. Fermi, 49  
36057 Arcugnano (VI)  
Tel. +39 0444 963261 - Fax +39 0444 285132  
info@bioactiva.it



**BiOTECK**<sup>®</sup>

**BIO-GEN**<sup>®</sup>  
**BIOCOLLAGEN**<sup>®</sup>

Sostituti Ossei Naturali  
& Membrane

# Zymo-Teck® il segreto per innesti di qualità



I sostituti ossei Bioteck sono ottenuti da tessuto osseo equino trattato con Zymo-Teck®, l'esclusivo processo proprietario in grado di rimuovere completamente le componenti antigeniche del tessuto mediante l'impiego di enzimi litici a temperature controllate, evitando di alterare la fase minerale.



La componente minerale ossea inalterata è riconosciuta come endogena dagli osteoclasti. Ciò consente il totale rimodellamento dell'innesto che viene completamente sostituito, in tempi fisiologici, da nuovo tessuto osseo vitale del paziente: creando così la migliore condizione possibile per il posizionamento di impianti osseointegrati.



processo enzimatico



sterilizzazione a raggi beta



sicurezza e qualità



biocompatibilità totale



rimodellamento completo



## BIO-GEN®

### Granuli

BGS-05s	Granuli spongiosi	1 flacone	0.5g=1cc	0.25-1mm
BGS-09s	Granuli spongiosi	1 flacone	0.5g=1cc	1-2mm
BGS-11s	Granuli spongiosi	1 flacone	1g=2cc	1-2mm
BGC-05s	Granuli corticali	1 flacone	0.5g=1cc	0.25-1mm
BGM-10s	Granuli mix corticali-spongiosi	1 flacone	0.25g=0.5cc	0.25-1mm
BGM-05s	Granuli mix corticali-spongiosi	1 flacone	0.5g=1cc	0.25-1mm
BGM-100s	Granuli mix corticali-spongiosi	1 flacone	1g=2cc	0.25-1mm



## BIO-GEN®

### Granuli in GEL

BGM-GEL05n*	Granuli mix corticali-spongiosi	1 siringa / 0.5ml		0.5-1mm
BGM-GEL1n*	Granuli mix corticali-spongiosi	1 siringa / 1ml		0.5-1mm



## BIO-GEN®

### Putty

BGP-01s	Pasta ossea liofilizzata	1 pz	0.5cc	
---------	--------------------------	------	-------	--



## BIOCOLLAGEN®

### Membrana in Collagene

BCG-01s	Membrana in Collagene	1 pz	25 x 25 x 0.2 mm
BCG-02s	Membrana in Collagene	1 pz	15 x 20 x 0.2 mm

\*: Il prodotto è in doppio confezionamento sterile